



ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-11/ZO/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO II

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej** udziela następujących wyjaśnień:

1. **Treść pytania: Pakiet 3, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **Thermosept NKZ**, preparatu neutralizującego, do przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, na bazie kwasu cytrynowego, nie posiadający w swoim składzie fosforanów, chloru, azotanów oraz związków powierzchniowo czynnych. Preparat przystosowany jest do neutralizacji po alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, co pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. pH ok. 2, przeznaczonego do podawania pompą dozującą. Gęstość ok. 1,17g/cm³. Opakowanie 5kg (płynny koncentrat). Wyrób medyczny.

Preparat należy stosować w następujących stężeniach:

- po wcześniejszym myciu w alkaliach: 0,1-0,2% (1-2ml/l),
- po wcześniejszym myciu w środowisku obojętnym: 0,1% (1ml/l),
- jako kwaśny środek do wstępnego mycia: 0,2-0,5% (2-5ml/l)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z ZO.

2. **Treść pytania: Pakiet 3, poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **Thermosept SKS**, kwaśnego preparatu zmiękczającego i płuczącego do automatycznych płuczek – dezynfektorów, do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kacek, basenów itp., przeznaczonego do podawania pompą dozującą. Zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, nie pieni się, posiada dobre właściwości myjące, zawiera kwasy organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Po wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Stężenie użytkowe: 0,01% na każde 1°dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 1-3ml/l. pH ok. 1,3. Opakowanie 5kg (płynny koncentrat). Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z ZO.

3. **Treść pytania: Pakiet 3, poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści do oceny **Thermosept X-tra enzymatic cleaner** łagodnie zasadowy (alkaliczny), zawierający enzymy, wysokowydajny płyn myjący do reprocessowania termostabilnych i termolabilnych instrumentów medycznych oraz endoskopów (sztywnych i elastycznych), narzędzi do mikrochirurgii, robotycznych, pojemników. Bez zawartości krzemianów. Nie wymagający neutralizacji, niskopieniący. Zawiera anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki (solubilizatory), inhibitory korozji. Charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową, nawet z wrażliwymi materiałami, takimi jak anodowane aluminium i metale nieżelazne. Jest kompatybilny z urządzeniami do mycia i dezynfekcji wiodących producentów: Belimed, BHT, Getinge, Lancer, Meiko, Miele, Olympus, Steelco, Steris/Hamo itp. Wartość pH koncentratu - 10,7. Standardowe stężenie: 0,5% (5 ml/l). W zależności od stopnia zanieczyszczenia: 0,3-1,0% (3-10ml/l). Do przygotowania endoskopów: 35°C - 55°C; 310min. Do obróbki narzędzi chirurgicznych: 40°C - 60°C; 5-10min. Oparty wyłącznie na substancjach bezpiecznych – szczególnie przyjazny dla użytkownika. Wyrób medyczny. Kanister 5L.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z ZO.

4. **Treść pytania: Pakiet 3, poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **Thermosept ED** płynnego koncentratu do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz akcesoriów do endoskopii w myjniach maszynowych – do termicznego przygotowywania endoskopów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 1 z 2				



oraz oprzyrządowania endoskopowego np. fiberoskopów w myjniach – dezynfektorach. Preparat nie pieni się. Sprawdzona tolerancja materiałowa endoskopów np. Olympus, Pentax, Fujinon itd., oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących np.: Olympus, BHT, Belimed. Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo w 0,5% (5ml/l) w 55°C w 5min, sporobójczo (C. difficile) w 1% (5ml/l) w 55°C w 5min. Produkt zawiera aldehyd glutarowy w stężeniu 20%, inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące, bez zawartości formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. pH koncentratu ok. 3,6. Gęstość: ok. 1,04 g/cm³ (20°C). Opakowanie a 5L. Wyrób medyczny IIb.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z ZO.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

**Dyrektor
Jarosław Kycia**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej			 ISO 9001 LL-C (Certification)	 CERTYFIKAT 2023/53
32-700, Bochnia ul. Krakowska 31 REGON: 000304349 BDO: 000039566	NIP: 868-16-04-021 Centrala, tel.: (14) 615-34-00 Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01	Fax: (14) 615-32-02 Strona www: www.szpital-bochnia.pl E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl		
Rachunek bieżący (podstawowy): 26 1600 1462 1747 6563 3000 0001 Nawiązki sądowe: 31 1600 1462 1747 6563 3000 0008				
Strona 2 z 2				